

THE PERFECT SOLUTION


ORTHO[®]



CLINIC
SOLUTION

LAB

EXPANSION SCREWS FOR ORTHODONTIC USE



Micro-Serie

Doppelt geführte Dehnschrauben für allgemeinen Einsatz.

		
↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 4 mm	↔ 12 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 14,3 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm
3005 / 7 € 3,00	3005 / 12 € 3,00	3005 / 14 € 3,00

Medium-Serie

Double-guidance expansion screws for multiple use.

		
↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 4 mm	↔ 12 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 14,3 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm
1005 / 7 € 2,50	1005 / 12 € 2,50	1005 / 14 € 2,50

Skelettierte Sektorenschrauben zum Einsatz als Distal-Schraube oder für Einzelzahnbewegung.
Stabile U-Bügel-Retention gerade oder abgewinkelt.

Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.
Stable U-bow retention, straight or bent.

		
↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 11,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 11,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm
3009 KG € 3,50	3009 KS € 3,50	3009 KSO € 3,50
		
↔ 13 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm
3009 G € 3,50	3009 S € 3,50	3009 SO € 3,50

		
↔ 11 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 11,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 11,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm
1009 KG € 2,50	1009 KS € 2,50	1009 KSO € 2,50
		
↔ 13 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm	↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm
1009 G € 2,50	1009 S € 2,50	1009 SO € 2,50

Nano-Serie

Dehnschraube
Expansion screw

Sektorenschraube
Sectorial screw

Zugschraube
Traction screw

		
↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 4 mm	↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 4 mm	↔ 13,3 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm
2005 / 7 € 4,00	2009 G € 4,00	2040 ZG € 4,50

		
↔ 16,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 9.5 mm	↔ 17,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 9.5 mm	↔ 17,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 9.5 mm
1009 LG € 2,50	1009 LS € 2,50	1009 LSO € 2,50

Zugschrauben zum Schließen von Zahnlücken.
Stabile U-Bügel-Retention, gerade oder abgewinkelt.

Traction screws for closing gaps.
Stable U-Bow retention straight or bent.

Richtung des U-Bügels bei allen Sektoren- und Zugschrauben:
U-bow direction of all sector and traction screws:

			
↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 18 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm	↔ 13,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 18,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm
3040 ZG € 3,80	3020 ZG € 3,80	1040 ZG € 3,00	1020 ZG € 3,00
			
↔ 14 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 18,5 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm	↔ 14 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 3 mm	↔ 19 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm
3041 ZS € 3,80	3021 ZS € 3,80	1041 ZS € 3,00	1021 ZS € 3,00



.. G
.. ZG



.. S



.. SO
.. ZS

Trapezförmige Schrauben
Für Engstände im Frontzahnbereich.

Trapezoidal screw
For narrow standing front tooth.


↔ 10 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 5 mm
1005 T-12 € 2,50


↔ 14,3 ↔ ↖ 0.003 ↗ = 6 mm
1006 T-12 € 2,50



Standard-Serie

Stabile, skelettierte Dehnschrauben für den Oberkiefer mit Retentionsbohrungen. Gehäuse aus Neusilber, Führungsstifte und Gewindespindel aus Edelstahl.




Standard-Serie

Stabile, skelettierte Dehnschrauben für den Unterkiefer mit Retentionsbohrungen. Gehäuse aus Neusilber, Führungsstifte und Gewindespindel aus Edelstahl.



Bogenförmige Dehnschrauben

Für engstehende, schmale Oberkiefer. Gehäuse aus Neusilber. Führungsstifte und Gewindespindel aus Edelstahl.



Standard Series

Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes. Nickel silver housing, guiding pins and thread spindle out of stainless steel.

Standard Series

Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes. Nickel silver housing, guiding pins and thread spindle out of stainless steel.

Arched Expansion Screws

For crowded, narrow maxillae. Nickel silver housing. Guiding pins and thread spindle out of stainless steel.

Exclusiva
Ortho Clinic
Solution



Edelstahl-Dehnschrauben

Micro-Dehnschraube für Ober- u. Unterkiefer. Micro expansion screw for maxilla or mandible.



Stabile Dehnschraube für den Oberkiefer. Mit Retentionsfräse und großem Dehnbereich. Stable expansion screws for the maxilla. With retention groove and large expansion.

Federdehnschraube nach Prof. Hauser. Spring-loaded expansion screw by Prof. Hauser.



Dehnschrauben aus Kunststoff

Standard Dehnschrauben mit Gehäuse aus Spezialkunststoff reduzieren den Metallanteil im Mund und sind absolut rücklaufsicher. Führungsstifte und Spindel aus Edelstahl.



Plastic Expansion Screws

Standard expansion screws with special plastic housing reduce the content of metal in the mouth. Absolutely impossible to turn back. Guiding pins and thread spindle out of stainless steel.




Mehrspektorenschrauben nach Bertonl

Kombinierte Transversal- und Protrusionsschraube für 2 oder 3 unabhängig einstellbare Sektoren. Gerade oder abgewinkelte Ausführung. Mit Wachsabdichtung.



Multiple-Sectors Screws by Bertonl

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors. Straight or angled version. With wax space maintainer.



Spezial-Dehnschrauben

Unterkieferbogenschraube zur transversalen Erweiterung des UK-Frontbogens. Komplett aus Edelstahl. Mandibular bow screw for transversal expansion of the mandibular anterior arch. Made of stainless steel.

Fächerdehnschrauben einstückig oder zweiteilig zur asymmetrischen Dehnung des Oberkiefers. One- or two-piece fan-shaped expansion screws for asymmetric expansion of the maxilla.

Siemens-Dehnschraube für horizontal geteilte Aktivatoren. Siemens expansion screws for horizontally separated activators.



Edelstahl-Dehnschrauben

Besonders stabile Dehnschrauben für den universellen Gebrauch. Alle Modelle mit PA-Gewindeversion und Platzhalter.

Stainless Steel Expansion Screws

Heavy-duty expansion screws for multiple applications. Each type with PA insertion nut and space maintainer.



Einzelzahnbewegung

Single-Tooth Movements



Teleskop-Dehnschrauben nach Planas


Telescopic Expansion Screws by Planas



Gaumennaht-Schrauben


Retentionsarme lasergeschweißt, stabile Führungsstifte und Gewindespindel für größte Sicherheit und Kraftübertragung. M-Technik (nicht in 1114 / 10) garantiert maximale Biege- und Torsionsfestigkeit auch im gedehnten Zustand.

CE 0483



Palatal Suture Expansion Screws

Laser-welded retention arms. Stable guiding pins and thread spindle for utmost reliability and transmission of forces. M-technology (not in 1114 / 10) guarantees maximum bending and torsion strength when expanded.







ORTHO CLINIC solution s.a.s.

Via Nazionale delle Puglie, 62 - 80038

Pomigliano D'Arco (NA)

Tel. 081 193 66 992 / Fax 081 193 66 985

info@orthoclinic.it

www.orthoclinic.it

